

DESCRIÇÃO

- **Espuma viscoelástica moldada com efeito memória:**
 - Molda-se ao contorno corporal aumentando a superfície de contacto com a almofada e, consequentemente, reduzindo as pressões.
 - Melhoria do conforto e estabilidade do utilizador.
 - Espuma com elevada densidade (80 Kg/m^3) para prevenir a deformação e o abatimento completo do material.
- **Forma anatómica** com bordos laterais elevados e declive antero-posterior.
 - Melhora o posicionamento, estabilidade e conforto do utilizador.
 - Aumenta a superfície de contacto, reduzindo as pressões.
- Ultra leve.
- **“Skin effect”** do processo de moldagem:
 - Protege a almofada das agressões externas.
- Superfície com **ventilação:**
 - Melhor circulação de ar para redução dos efeitos da maceração;
 - Melhor acompanhamento do material aos movimentos do utilizador para redução de fricções.