

SHOWER CHAIRS

Rotating Bath stool

BW150



EN Rotating Bath Stool

ES Taburete de baño giratorio

PT Banco de Banho giratório

FR Tabouret de bain rotatif

IT Sgabello rotante per bagno

DE Drehbarer Badehocker



TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Composition	Anodized aluminium + PVC (Vinyl chloride) 4 rubber tips, rotating seat
	Functions	Rotating 360° Shower stool, non-slip seat Shower seat facilitates hygiene and provides safety and support, ajustable in height

	Composition	Aluminium anodisé + PVC (chlorure de vinyle) 4 embouts en caoutchouc, siège pivotant
	Fonctions	Tabouret de douche rotatif 360°, assise antidérapante Siège de douche facilitant l'hygiène et assurant la sécurité et soutien, réglable en hauteur

	Composición	Aluminio anodizado + PVC (Cloruro de vinilo) 4 conteras, asiento giratorio
	Función	Taburete de ducha giratorio 360°, asiento antideslizante El asiento de ducha facilita la higiene y proporciona seguridad y apoyo, regulable en altura

	Composición	Alluminio anodizzato + PVC (cloruro di vinile) 4 punte in gomma, sedile girevole
	Funzioni	Sgabello da doccia girevole a 360°, sedile antiscivolo Il sedile da doccia facilita l'igiene e fornisce sicurezza e sostegno, regolabile in altezza

	Composição	Alumínio anodizado + PVC (cloreto de vinil) 4 pontas de borracha, assento rotativo
	Função	Banco de duche giratório 360°, assento antiderrapante O banco de duche facilita a higiene e proporciona segurança e apoio, ajustável em altura

	Zusammensetzung	Eloxiertes Aluminium + PVC (Vinylchlorid) 4 Gummispitzen, drehbarer Sitz
	Funktionen:	360° drehbarer Duschhocker, rutschfester Sitz Der Duschsitz erleichtert die Hygiene und bietet Sicherheit und Halt, höhenverstellbar

ADJUSTABLE



ASSEMBLY



ROTATING SEAT



TIPS



DIMENSIONS AND WEIGHT (CM)

L	P	H	W	Q
37	37	46 to 56	136	1

ACCESSORIES

Tips (4 pcs / set) - AC165
S screws (4pcs/set)- AC170