

**Finalidade:**

Este assento de banho em forma de poltrona gira 360° para facilitar o acesso à banheira para pessoas com mobilidade reduzida. Permite-lhe sentar-se fora da banheira e rodar suavemente 90° para entrar. Basta levantar a alavanca lateral para rodá-la. Em seguida, pode tomar o seu duche com segurança e confortavelmente instalado.

**Características:**

- Termo lacado e plástico
- Altura do encosto: 356 mm
- Assento : 432 x 432 mm
- Distância entre apoios de braços : 508 mm
- Peso máximo suportado 113 kg

Largura entre braços: - 49 cm

Altura do braço: - 31 cm

Estrutura: Aço

**Dimensões:**

Dimensões totais - Largura 54cm x comprimento. 73 cm x Altura 51 cm

**Cor:** Branco **Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 812174

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Plástico resistente fácil de limpar

**Instruções de utilização:**

Sem a ajuda de quaisquer ferramentas, o assento simplesmente pousa nas bordas da banheira e fixa-se com dois estabilizadores laterais antiderrapantes. O seu assento abrangente está equipado com furos que facilitam o fluxo de água.

**Atenção:** Para ser usado em qualquer banheira com uma largura externa máxima de 71 cm, uma largura interna máxima De 58 cm.

- Plástico resistente fácil de limpar
- Base que se encaixa na maioria das banheiras
- Girar 360° com alavanca de bloqueio

