



AFPa - Andador Fixo Dobrável

Ref. 0601.0006

- Fabricado em **alumínio** e peças termoplásticas.
- Com **sistema de dupla posição patentado** pela Forta.
- Este sistema foi projetado para ajudar pessoas que sofrem de **osteoartrite e reumatismo**.
- Permite que permaneça **fixo** durante o uso e **dobra-se** facilmente para ocupar menos espaço.

ALTO	GRANDE	LARGURA	PESO	RESISTÊNCIA
81 a 93 cm	48,5 cm	52 cm	2.600 kg	150 kg