



## Cadeira de rodas Forta LINE

Ref. 38 RR . TT O C

- Design ergonômico dos tubos do encosto que permitem ao usuário usar toda a profundidade do assento adicionando suporte lombar.



*"UMA CRIAÇÃO TÉCNICA SÓ PODE SER PERFEITA SE FOR ESTÉTICAMENTE PERFEITA"*

(Ettore Bugatti)



- Disponível com rodas traseiras de 300 mm ou 600 mm.

- Dobrável.

- **Tamanhos** disponíveis: 38, 41, 45, 48, 52 e 56.

- Fabricado em **alumínio** sem soldadura.

- Disponível nas cinco cores de assento, encosto e apoios de braços.

- Altamente **resistente e confortável**.

- **Peso: 13,5 kg**.

- **Resistência de 140 kg**.

- Apoio **para os pés removível e ajustável em altura** sem a necessidade de ferramentas.



**Acessórios** : Travão do passageiro (1), almofada de viscoelástica (2), anti-tombamento (3), apoio para os pés de levantamento (4), encosto dividido (5).

- Apoios de braço removíveis .

- Quickrelease opcional.

- Desenho registrado.



### R600 MEDIDAS

ALTURA	COMPRIMENTO	ALTURA DO ASSENTO	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	RODAS DA FRENTE	COMPRIMENTO SEM PÉS PÉS	PESO
91,5 cm	107 cm	51 cm	41 cm	200 mm	77 cm	13,5 kg
RESISTÊNCIA	LARGURA DO ASSENTO	LARGURA TOTAL				
140 kg	Tamanho - 2 cm	Tamanho + 18 cm				

### R300 MEDIDAS

FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE (FORTA) SL © 2021 - Pq. Emp. Campollano C / C nº 90 Nave 1 - 02007 Albacete - Espanha - Tel. +34 967210313						
ALTURA	COMPRIMENTO	ALTURA DO ASSENTO	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	RODAS DA FRENTE	COMPRIMENTO SEM PÉS PÉS	PESO
91,5 cm	98 cm	51 cm	41 cm	200 mm	68 cm	12,5 kg
RESISTÊNCIA	LARGURA DO ASSENTO	LARGURA TOTAL				
140 kg	Tamanho - 2 cm	Tamanho + 16 cm				