

**61 CL HP HE IT 010**

Col Hosp HERA Int Imp.Liq.010 Cp (Vrd)

**HERA**

Hera 10cm  
1870x900x100mm

Hera 12cm  
1870x900x120mm

Hera 14cm  
1870x900x140mm



Colchão hospitalar em espuma de poliuretano com densidade de 28kg/m<sup>3</sup> com rasgos para ajudar na circulação de ar e articulação do colchão. Disponível com 100, 120 ou 140mm de altura.

Capa elástica impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável, permite a respiração do interior facilitando a higiene do colchão.

Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5. Indicado para utilização em camas articuladas, como colchão único ou até como base para um sobrecolchão de prevenção de úlceras por pressão.