

Inmovilizadores



Ref.: C-43A



CABESTRILLO TRANSPIRABLE CON CINCHAS FOAM

Características:

Fabricado con tejido transpirable de panal en forma de bolsa para codo y antebrazo. Dispone de una banda de ajuste que permite regular la altura del brazo. Se suministra una banda de ajuste en cintura inmovilizadora del hombro.

Efectos:

Contiene y estabiliza la articulación escapulo-humeral.

Indicaciones:

- Subluxaciones de la articulación escapulo-humeral.
- Cuando nos interese descargar la articulación del hombro.

Color:

- Azul.

TALLAS	LONGITUD CM
1	<30
2	36
3	>42
 	