

Genumedi®

Joelheira elástica com anel de silicone para centralização da rótula



Indicações

Todas as indicações que exijam compressão do tecido mole com almofadas locais na área da rótula, como, por ex.:

- ligeira instabilidade da rótula
- edemas e derrames articulares
- inflamação crónica pós-operatória e pós-traumática
- osteoartrose e artrite
- síndrome da dor patelo-femural

Variantes extra largas

- Genumedi extra larga com rebordo inovador anti enrolamento
- Genumedi extra larga com banda de silicone testada e comprovada

Variante desportiva E+motion, v. pág. 115



Orla aberta do anel de silicone para a rótula

circunf. (f)	circunf. (d)	tamanho
37 – 40 cm	25 – 28 cm	I
40 – 43 cm	28 – 31 cm	II
43 – 46 cm	31 – 34 cm	III
46 – 49 cm	34 – 37 cm	IV
49 – 52 cm	37 – 40 cm	V
52 – 55 cm	40 – 43 cm	VI
55 – 58 cm	43 – 46 cm	VII


Genumedi extra larga

46 – 49 cm	31 – 34 cm	III
49 – 52 cm	34 – 37 cm	IV
52 – 55 cm	37 – 40 cm	V
55 – 58 cm	40 – 43 cm	VI
58 – 61 cm	43 – 46 cm	VII

Também disponível em fabrico por medida.
(p.f. preencher o formulário)



medi Kidz – nos tamanhos I + II
também indicado para crianças.



- (f) circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medida no lado medial da coxa)
- (d) circunferência 5 cm abaixo do centro da rótula (medida no lado medial da parte inferior da perna)