

# Genumedi® pro

## Joelheira elástica articulada com anel de centralização para a rótula



Agora também disponível com variante extra larga

### Indicações

Todas as indicações que exijam o apoio da orientação fisiológica do joelho, como, por ex.:

- instabilidade ligeira a moderada da articulação do joelho
- osteoartrose do joelho
- lesões ligeiras do menisco
- instabilidade ligeira do ligamento lateral
- para estabilização e compressão após procedimentos por via artroscópica, p.ex., ressecção parcial do menisco e alisamento ou desbaste da cartilagem


### Variantes extra larga

- Genumedi pro extra larga com banda de silicone testada e comprovada

circunf. (f)	circunf. (d)	tamanho
37 – 40 cm	25 – 28 cm	I
40 – 43 cm	28 – 31 cm	II
43 – 46 cm	31 – 34 cm	III
46 – 49 cm	34 – 37 cm	IV
49 – 52 cm	37 – 40 cm	V
52 – 55 cm	40 – 43 cm	VI
55 – 58 cm	43 – 46 cm	VII

### Genumedi pro extra larga

46 – 49 cm	31 – 34 cm	III
49 – 52 cm	34 – 37 cm	IV
52 – 55 cm	37 – 40 cm	V
55 – 58 cm	40 – 43 cm	VI
58 – 61 cm	43 – 46 cm	VII



- (f) circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medida no lado medial da coxa)
- (d) circunferência 5 cm abaixo do centro da rótula (medida no lado medial da parte inferior da perna)