

# Lumbamed® facet

## Suporte lombar com sistema de estabilização ajustável




Princípio de ação de 3 pontos

### Indicações


Todas as indicações que exijam um relaxamento parcial por redução da lordose da coluna lombar, como, por ex.:

- osteoartrite das articulações facetárias
- dor lombar (lombalgia) acentuada / dor lombar com ciática
- dor lombar / isquialgia grave
- lombalgia
- lombalgia com envolvimento da articulação sacroilíaca
- dor crónica na região lombo-sagrada
- espondilose sem deslizamento das vértebras
- espondilolistese
- desequilíbrio muscular
- instabilidade segmentar
- estenose do canal vertebral lombar

circunf. anca (mulher)	tamanho
76 – 86 cm	I
86 – 98 cm	II
98 – 111 cm	III
111 – 125 cm	IV
125 – 140 cm	V
140 – 155 cm	VI
circunf. cintura (homem)	tamanho
66 – 76 cm	I
76 – 88 cm	II
88 – 101 cm	III
101 – 115 cm	IV
115 – 130 cm	V
130 – 150 cm	VI



mulher:  
circunferência  
da anca



homem:  
circunferência  
cintura