

Manumed T

Ortótese de punho com suporte para polegar



Sistema de ajuste deslizante

Indicações

Todas as indicações que exijam a imobilização do punho com a fixação do polegar, como por ex.:

- distensão do punho e/ou polegar
- imobilização pós-operatória do punho e do polegar
- lesões dos ligamentos colaterais da articulação basal do polegar
- tendinite e tenossinovite do punho e/ou do polegar
- fases inflamatórias de doenças reumáticas
- rizartrose

circunf. punho	tamanho
até 14 cm	0
14 – 18 cm	I
19 – 23 cm	II
24 – 28 cm	III



circunferência punho