

# medi PT control / medi PT control wrap

Joelheira para controlo da centralização da rótula com limitação de extensão / flexão



Também disponível na versão aberta:




medi PT control wrap

## Indicações

Todas as indicações que exijam a correção, o alívio e/ou prevenção do deslizamento da rótula num determinado intervalo de movimentos, como, por ex.:

- tratamento conservador ou pós-operatório na sequência de luxação da patela com ligeira instabilidade do joelho
- desalinhamento lateral com ligeira instabilidade do joelho
- cirurgia de libertação lateral
- cirurgia da cartilagem retropatelar

circunf. da coxa	tamanho
31 – 37 cm	XS
37 – 45 cm	S
45 – 51 cm	M
51 – 57 cm	L
57 – 65 cm	XL
65 – 74 cm	XXL



circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medida no lado medial da coxa)

## Limitação

da extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

da flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Imobilização a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°