

Stabimed® pro

Joelheira proprioceptiva articulada




Indicações

- instabilidade ligeira a moderada, instabilidade crónica
- lesões do menisco
- osteoartrite ligeira a moderada



circunf. da coxa	tamanho
31 – 37 cm	XS
37 – 45 cm	S
45 – 51 cm	M
51 – 57 cm	L
57 – 65 cm	XL
65 – 74 cm	XXL
74 – 84 cm	XXXL



circunferência da coxa 15 cm
acima do centro da rótula
(medida no lado medial da
coxa)