

mediven elegance®

Tudo o que vê é beleza. A saúde das suas pernas mais elegantes do que nunca.

Vantagens para si

- Conquiste novos clientes com a combinação de moda e eficácia medicinal
- Melhore a sua imagem como consultor de moda na terapia de compressão
- Ofereça aos seus clientes as funcionalidades especiais de uma ampla paleta de cores e melhore as suas vendas

Vantagens para os seus clientes

- O fio elástico patenteado garante o pleno efeito de compressão medicinal com uma sensação de menor pressão
- Ajuste perfeito e excelente conforto de utilização (1º lugar no estudo ECOM *)
- A mais moderna escolha de cores para quem acompanha as últimas tendências
- Com medi Compression, os seus clientes sentir-se-ão certamente confortáveis com o vestuário de compressão
- Atraentes bandas de fixação para meias até à coxa

Vantagens adicionais

- Dermatologicamente testadas – adequadas para pele sensível / atópica**
- Soft Elastic garante maior liberdade para os dedos do pé
- A pele mantém-se confortável todo o ano, com Clima Comfort (testado por IFTH ***)
- Clima Fresh – pés sempre frescos
- Extremamente agradável para a pele – qualidade testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

* cf. Elste F. (Deutsches Zentrum für Medizinmarketing, Duale Hochschule Baden-Württemberg), ECOM Studie. Frankfurt am Main, 2012.

** cf. Ben Ammar, F. (DermScan): Clinical evaluation of the skin compatibility of a medical device - application testing realized under dermatological control, Tunis 2012/2013.

*** cf. Institut Français du textile et de l'habillement (IFTH), Clima Comfort Test. Villeneuve-d'Ascq, 2010.

Compressão

CCL 1, 2

Vantagens do produto

A meia elegante em muitas cores e estilos em voga.



cf. Ben Ammar, F. (DermScan): Clinical evaluation of the skin compatibility of a medical device - application testing realized under dermatological control, Tunis 2012/2013.



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Soft Elastic



Variety




Cores

O artigo está disponível nas seguintes cores.

S = Standard

M = Fabrico por medida

Estão disponíveis cores de coleção da tendência da moda



medi Magenta: Até 10 dias para entrega

mediven elegance®


Tudo o que vê é beleza. A saúde das suas pernas mais elegantes do que nunca.

Indicações

- Insuficiência venosa crónica, estadio I e II: com tendência ligeira a moderada para formação de edema.
- Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite superficial, varicoflebite) com tendência ligeira para formação de edema.
- Varicose na gravidez com tendência ligeira a moderada para formação de edema.
- Varicose primária e secundária, com tendência ligeira a moderada para formação de edema (apenas recomendadas em alguns casos).
- Profilaxia da trombose para pacientes com mobilidade.
- Após escleroterapia / cirurgia das veias varicosas.




Meia até à coxa (AG) com biqueira fechada













Collant (AT)



Banda de fixação sensitive




Meia até ao joelho (AD) com cóis macio

mediven elegance						
Modelos	AD	AD curta	AG	AG curta	AG / TBp	AG curta / TBp
						
	até ao joelho	até ao joelho curta	coxa	coxa curta	coxa com banda de fixação	coxa curta com banda de fixação
Classe 1 Artigo n.º	0140x11-7	0147x11-7	0160x11-7	0150x11-7	016Hx11-7	015Hx11-7
Classe 2 Artigo n.º	0240x11-7	0247x11-7	0260x11-7	0250x11-7	026Hx11-7	025Hx11-7
Modelos	AT	AT curta	AT / U	AT / U curta		
						
	collant	collant curto	collant de gravidez	collant de gravidez curto		
Classe 1 Artigo n.º	0110x11-7	0117x11-7	0120x11-7	0127x11-7		
Classe 2 Artigo n.º	0210x11-7	0217x11-7	0220x11-7	0227x11-7		

Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard	
Tamanhos standard	Tamanhos I – VII Altura normal e curta Banda de fixação normal e larga
Fabrico por medida	Disponível
Versões especiais	Disponível, v. pág. 42
Cós	AD, cós em malha AF e AG, cós em malha, banda de fixação platinum, banda de fixação simples, banda de fixação extra, banda de fixação sensitive
Secção anca	Entretela comfort AT Secção anca c/ opção maxi Tamanhos I – III, entretela estreita na parte de trás, até à cintura Tamanhos IV – VII, entretela larga na parte de trás, até à cintura AT / U com bolsa p/ a barriga
Biqueira	Com biqueira aberta ou fechada Tamanho de pé universal, tamanhos do calçado 36 – 43

Composição do material		
	Elastano (EL)	Poliamida (PA)
CCL 1	34%	66%
CCL 2	39%	61%

Instruções de lavagem
Lavar e usar 
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar